



Blephagel®

Gel hipoalergênico
Higiene diária das
pálpebras e dos cílios
Tubo de 40 g

Conteúdo:

Gel para a higiene das
pálpebras e dos cílios.
Tubo de 40 g e 100 compressas

Composição:

Aqua, poloxamer 188, PEG-90, sodium borate, carbomer, methylparaben

Indicações:

BLEPHAGEL, gel hipoalergênico, demaquilante, cuida suavemente da limpeza da área dos olhos. Pode ser recomendado aos utilizadores de lentes de contato.

Propriedades:

BLEPHAGEL, hipoalergênico

(formulado para minimizar os riscos de reação alérgica), sem perfume, não é gorduroso, limpa de forma adequada as pálpebras.

A sua fórmula:

- Facilita a aderência do produto;
- Produz uma agradável sensação de frescor, descongestionando as pálpebras e respeitando o pH da pele;
- Não deixa resíduos.

Precauções de utilização:

- Produto destinado a aplicação sobre as pálpebras e cílios, não aplicar no olho.
- Não utilizar em crianças

NÃO USAR EM PELE LESIONADA OU IRRITADA.

Modo de usar:

Em média duas vezes por dia, de manhã e à noite, ou quantas vezes seja necessária a limpeza das pálpebras.



- 1** Aplicar uma pequena quantidade de BLEPHAGEL sobre uma gaze limpa e macia.



- 2** Frente ao espelho, aplicar com delicadeza a gaze sobre as pálpebras e a base dos cílios com o olho fechado.



- 3** Passar suavemente, várias vezes a gaze com o BLEPHAGEL sobre as pálpebras e a base dos cílios, friccionar com pequenos movimentos circulares a fim de retirar todos os resíduos.

- 4** Eliminar o BLEPHAGEL restante com a ajuda de uma gaze limpa.

- 5** Repetir cada etapa para o outro olho utilizando sempre gazes limpas.

Reg. M.S. nº 2.5203.0006

Importado por:

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
Rua Cel. Luiz Tenório de Brito, 90 –
Embu-Guaçu – SP
CEP 06900-000 – SAC 0800 11 1559
CNPJ 60.665.981/0001-18

Farm. Resp.: Florentino de Jesus
Krencas
CRF-SP: 49.136

Fabricado por:

LABORATOIRES THÉA
12, rue Louis Blériot
63017 CLERMONT-FERRAND Cedex 2
FRANCE / FRANÇA

